
Soft Cleanser (150 ml)



Prix du produit :

9,90 €

Description brève du produit :

Pour nettoyer la surface adhérente de vos prothèses

Description du produit :

Pour nettoyer la surface adhérente de vos prothèses, et des mamelons et également pour l'entretien de toutes les prothèses en gel silicone

Conçue à l'origine pour le nettoyage, Soft Cleanser ne contient aucune substance à base d'huile et n'altère pas la face adhérente. Sans PEG ou dérivés, sans colorant, sans paraben. Pour une meilleure adhérence, utiliser quotidiennement l'Amoena Soft Cleanser et sa brosse souple spécifique.

Important – l'entretien de la surface adhérente par étape :

1. Répartir quelques gouttes de Cleansing Lotion sur la surface adhérente encore sèche.
2. Humidifiez la brosse avec de l'eau. Brossez fermement toute la surface adhérente, environ 2 à 3 minutes, en effectuant des mouvements circulaires.
3. Important : rincez abondamment à l'eau tiède, presque chaude.
4. Laissez sécher à l'air libre .

150 ml

Galerie de produits :



Attributs du produit :

Contenance: 150 ML